

Floculador digital FLOC-6



* Vasos no incluidos

Aplicaciones

- Optimización de los procesos de coagulación-floculación (Jar Test).
- Análisis de aguas.
- Test de lixiviación.
- Agitador multiple de pala para mezclar.

Características

- Floculador digital, 6 posiciones.
- Microprocesador para control de la velocidad.
- Regulable entre 15 y 300 rpm.
- Tiempo programable entre 0 y 99 h.
- Pantalla LCD de visualización de valores en tiempo real y programado.
- Dos velocidades en memoria.
- Varillas agitadoras regulables en altura durante el funcionamiento.
- Silencioso.
- Para vasos de un litro (forma alta o baja).
- Pantalla de luz con dos posiciones.

Ventajas

- Dos velocidades programables.
- Dos tiempos programables.
- Dos asas para transporte.

Datos técnicos

Referencia Reference Référence	Posiciones Places Positions	Velocidad rpm Speed rpm Vitesse tr/min	Temporizador h Timer h Minuterie h	EXTERIOR L x D x H mm	W	Kg
FLOC-6	6	15-300	0-99	750 x 200 x 400	40	14

Accesorios

VASO FORMA ALTA

- Capacidad: 1L
- Referencia: **VS-1L**

TALL BEAKER

- Capacity: 1 L
- Reference: **VS-1L**

BÉCHER HAUT

- Capacité : 1L
- Référence: **VS-1L**

