

Floculateur numérique FLOC-6



* Bêchers non inclus

Applications

- Optimisation des processus de coagulation-floculation (Jar Test).
- Analyse d'eaux.
- Test de lessivage.
- Agitateur à lames multiples à mélanger.

Caractéristiques

- Floculateur numérique, 6 postes.
- Control de la vitesse par microprocesseur.
- Réglable entre 15 et 300 tr/mn.
- Temps de maintien de la température programmable (0-99 heures).
- Ecran LCD pour l'affichage des valeurs actuel et programmé.
- Deux vitesses dans la mémoire.
- Réglage de la hauteur des agitateurs durant le fonctionnement.
- Pour bêchers de 1 L (modèle haut ou bas).
- Élément d'illumination avec deux positions.

Avantages

- Deux vitesses programmables.
- Deux temps programmable.
- Deux anses pour transport.

Données Techniques

Referencia Référence	Posiciones Places Positions	Velocidad rpm Speed rpm Vitesse tr/min	Temporizador h Timer h Minuterie h	EXTERIOR L x D x H mm	W	Kg
FLOC-6	6	15-300	0-99	750 x 200 x 400	40	14

Accessoires

VASO FORMA ALTA

- Capacidad: 1L
- Referencia: **VS-1L**

TALL BEAKER

- Capacity: 1 L
- Reference: **VS-1L**

BÊCHER HAUT

- Capacité : 1L
- Référence: **VS-1L**

